

Art.	Descripción
	<p><b>MEDIDOR UNIVERSAL SERIE DDS</b></p> <p>Instrumentos de laboratorio para la determinación de características dimensionales en baldosas (longitud, ortogonalidad, planitud, rectitud de los bordes, curvatura de los lados) según <b>UNI EN ISO 10545-2</b>.</p> <p>Las mediciones se realizan por diferencia entre la placa de muestra de calibración, los comparadores y las baldosas cerámicas. Las almohadillas de circulación de bolas, que se deslizan sobre guías lineales especiales colocadas en los distintos ejes, garantizan un posicionamiento preciso de los comparadores y las puntas de soporte; Los índices especiales de referencia que apuntan a escalas milimétricas, permiten configurar el instrumento de forma sencilla e intuitiva para cualquier formato incluido en el rango de medición.</p> <p><b>Características generales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparadores digitales o analógicos precisión 1/100 mm</li> <li>- Dimensiones medibles: desde 80x80 hasta 1300 x 1300 mm. (según modelos)</li> <li>- Espesor medible; de 3 a 15 mm. Completo con 6 comparadores (digitales o analógicos) de 1/100 mm. Soportes en serie para baldosas con espesores de 3 a 15 mm.</li> </ul> <p><b>Modelos con comparadores analógicos:</b></p> <p><b>01CI2900 DDS/700/A (sobremesa)</b> Tamaño azulejo 80x80 ÷ 700x700 mm. Dimensiones exteriores 890x920x180 mm. Peso neto 50 Kg.</p> <p><b>01CI2902 DDS/1000/A (con pies de apoyo)</b> Tamaño azulejo 80x80 ÷ 1000x1000 mm. Dimensiones exteriores 1190x1220x900 mm. Peso neto 100 Kg</p> <p><b>01CI2904 DDS/1300/A (con pies de apoyo)</b> Tamaño azulejo 80x80 ÷ 1300x1300 mm. Dimensiones exteriores 1490x1520x900 mm. Peso neto 120 Kg</p> <p><b>Modelos con comparadores digitales</b></p> <p><b>01CI2910 DDS/700/E (sobremesa)</b> Tamaño azulejo 80x80 ÷ 700x700 mm. Dimensiones exteriores 890x920x180 mm. Peso neto 50 Kg.</p> <p><b>01CI2912 DDS/100/E (con pies de apoyo)</b> Tamaño azulejo 80x80 ÷ 1000x1000 mm. Dimensiones exteriores 1190x1220x900 mm. Peso neto 100 Kg</p> <p><b>01CI2914 DDS/1300/E (con pies de apoyo)</b> Tamaño azulejo 80x80 ÷ 1300x1300 mm. Dimensiones exteriores 1490x1520x900 mm. Peso neto 120 Kg</p> <p><b>RECAMBIOS</b></p> <p><b>01CI2885/A</b> Comparador analógico de recambio <b>01CI1832/A</b> Comparador digital de recambio</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="display: flex; gap: 10px;">   </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>Comparador analogicos    Comparador digitale</b></p>
Art. 01CI2910	