



## PICNÓMETRO

En acero inox Capacidad 100 cc. Tara 200gr.

### CERTIFICAZIONE PICNOMETRO

**Caratteristiche tecniche:**

**Costruzione** Acciaio inox A 303  
**Tara** gr. 200 ± 0,04 (Temp. ±20°C.)  
**Volume** 100 cc ± 0,04 (Temp. ±20°C.)

### CERTIFICACION DE PICNOMETRO

**Características técnicas:**

**Construcción** Acero Inoxidable A 303  
**Tara** gr. 200 ± 0.04 (Temp. ± 20 ° C)  
**Volumen** 100 cc ± 0.04 (Temp. ± 20 ° C)