

Características técnicas

Separación de fases acelerada
Mediciones de consolidación
Tiempo de observación
Conformidad

De 6 a 2300 veces en comparación con la gravedad
Dispersiones concentradas y sedimentos
1 s a 99 h
ISO/TR 13097; ISO/TR 18811; ISO 18747-1,
CFR 21 Parte 11

Muestras

suspensiones, emulsiones,
suspoemulsiones, lodos, lodos
hasta 8 simultáneamente
De 0,05 ml a 2,0 ml
0.00015 Vol% - 90 Vol%
hasta 22 g/cm³ 0,8-
108 mPas

Volumen de
los canales

Densidad de
concentración
Viscosidad

Fuente de luz

Celdas de control de
temperatura

Dimensiones (ancho x alto x
profundidad), peso Fuente
de alimentación

NIR, versiones

especiales de 4 °C a
60 °C, +/- 1K

Diferente material y recorrido óptico

37 x 27 x 60 cm³, 40 kg

100 V, 230 V; 50/60 Hz



Versión

LF 110

LF 111

Control de temperatura

4 °C - 40 °C

4 °C - 60 °C

caslab
productos para laboratorio